



# Plastomed

*Systeme für Ihr Leben...*



## **KONNEKTOREN / VERSCHLÜSSE**



**Innovative Kunststoffprodukte und Systeme für Medizin und Technik**



## Y-ADAPTER MIT DRUCK- UND TEMPERATURPORT

REF 700/22152

Material: SB, bläulich transparent

Anschlüsse: 22M/22M/22M-15F

VPE: 150 Stk.



## Y-ADAPTER

REF 700/22150

Material: SB, bläulich transparent

Anschlüsse: 22M/22M/22M-15F

VPE: 200 Stk.



## TRACHEOSTOMIE ADAPTER

REF 700/22154

Material: SB, transparent

Anschlüsse: 22M/22M-15F

VPE: 450 Stk.

REF 700/22155

VPE: 250 Stk. unsteril, einzeln verpackt



## WINKEL ADAPTER

REF 700/22220

Material: PE-HD, naturfarben milchig

Anschlüsse: 22F/22M

VPE: 500 Stk.



## ADAPTER

REF 855/15122

Material: SB, transparent

Anschlüsse: 15M/22M

VPE: 1.000 Stk.



## ADAPTER

REF 855/22150

Material: SB, transparent

Anschlüsse: 22M/22M/22M-15F

VPE: 1.000 Stk.



## ENDOTRACHEALADAPTER 8 mm

REF 855/22108

Material: SB, transparent

Anschlüsse: 22F\_8mm

VPE: 1.000 Stk.



## ADAPTER FLEXIBEL

REF 755/35145

Material: TPE, naturfarben milchig

Anschlüsse: 15F/15F

VPE: 1.000 Stk.



## EINWEG STEUERVENTIL (FLATTERVENTIL)

REF 700/19200

Material: PE-LD / SI, naturfarben milchig

zum Einbau im Y-Adapter 700/22150

VPE: 1.000 Stk.



## STUFENKONNEKTOR

REF 1010/68484

Material: PVC, naturfarben milchig

für Schlauch AD 6.8 mm oder ID 9.9 mm

VPE: 100 Stk.



## STUFENKONNEKTOR

REF 1010/68482

Material: PVC, naturfarben milchig

für Schlauch AD 4.6 mm oder ID 9.9 mm

VPE: 100 Stk.



## SCHLAUCHADAPTER

REF 855/08050

Material: SB, transparent

Anschluss: 8 mm

VPE: 100 Stk.



## VERSCHLUSSKAPPE

REF 700/15150

Material: PE-LD, rot

Anschluss: 15M

VPE: 500 Stk.



## FINGERTIP

REF 700/00201

Material: PVC, transparent

steril, einzeln verpackt

VPE: 100 Stk.





## STENOSEKAPPE WEISS

REF 700/22000

Material: PE-LD, weiß

Anschluss: 22F

Öffnung: D=6.2 mm

VPE: 1.000 Stk.



## STENOSEKAPPE GELB

REF 700/22001

Material: PE-LD, gelb

Anschluss: 22F

Öffnung: D=5.0 mm

VPE: 1.000 Stk.



## STENOSEKAPPE GRÜN

REF 700/22002

Material: PE-LD, grün

Anschluss: 22F

Öffnung: D=4.2 mm

VPE: 1.000 Stk.



## STENOSEKAPPE ROT

REF 700/22004

Material: PE-LD, rot

Anschluss: 22F

Öffnung: D=3.2 mm

VPE: 1.000 Stk.



## VERSCHLUSSKAPPE FÜR BEATMUNGSSYSTEME

REF 700/22003

Material: PE-LD, rot

Anschluss: 22F

Öffnung: ohne

VPE: 1.000 Stk.



## SCHLAUCHVERBINDER

REF 1010/13106

Material: PA, weiß

Größe: 10/13

VPE: 100 Stk.



## SCHLAUCHVERBINDER

REF 1010/40460

Material: PA, weiß

Größe: 4/4

VPE: 100 Stk.



## SCHLAUCHVERBINDER

REF 1010/40770

Material: PA, weiß

Größe: 4/7

VPE: 100 Stk.



## SCHLAUCHVERBINDER

REF 1010/70760

Material: PA, weiß

Größe: 7/7

VPE: 100 Stk.



## SCHLAUCHVERBINDER


REF 1010/71060

Material: PA, weiß

Größe: 7/10

VPE: 100 Stk.





SEM-Plastomed GmbH  
Medizin- und Kunststofftechnik  
Schulstr. 6  
D-57612 Obererbach  
Telefon: +49 (0) 2681 - 95 07 80  
Telefax: +49 (0) 2681 - 95 07 818  
info@plastomed.de  
www.plastomed.de

