

*Systeme für Ihr Leben...*



## ***ABSAUG- UND BLASENSCHLÄUCHE***



***Innovative Kunststoffprodukte und Systeme für Medizin und Technik***

## Produktbeschreibung

Als einer der führenden europäischen Hersteller für Absaugschläuche produzieren wir ein umfangreiches und flexibles Sortiment an Absaugschläuchen aus PVC für die einmalige Verwendung.

Diese große Vielfalt an Produktmöglichkeiten ergibt sich durch die Kombinationsmöglichkeiten aus

- einer Vielzahl an Schlauchverbindingstücken (Konnektoren und Trichter)
- PVC-Materialien, Ausführung als Standard-schlauch Shore A70 oder weicherer Soft-Schlauch in Shore A65
- Durchmesser in verschiedenen Charrière Größen (CH 25 und 30 sowie Zwischengrößen auf Anfrage)
- individuellen Schlauchlängen bis zu 600 cm möglich
- steril oder unsteril
- einzeln in Peel Verpackung steril oder unsteril bzw. einzeln unsteril in Polyethylen Beuteln verpackt

Damit können wir Ihnen eine Vielzahl auf Ihre individuellen Bedürfnisse und Spezifikationen angepasste Absaugschläuche für Ihr Vakuumsystem anbieten.

Alle Absaugschläuche erhalten Sie einzeln in einer Peel-Verpackung verpackt als sterile oder unsterile Variante.

Alternativ verpacken wir Ihnen unsterile Absaugschläuche auch einzeln im PE-Beutel. Sie können dann unsere Produkte zu individuellen OP-Set's zusammenstellen, verpacken und sterilisieren.

Absaugschläuche müssen zur Gewährleistung ihrer einwandfreien Funktion knickfrei bleiben. Die dazu erforderliche Ausgewogenheit an Flexibilität und Stabilität wird bei unseren Absaugschläuchen durch ein optimales Durchmesser-Wandstärkenverhältnis erreicht.

Alle Plastomed Absaugschläuche werden aus PVC hergestellt und sind frei von Latex-Bestandteilen und enthalten phtalatfreie Weichmacher. Sämtliche Absaugschläuche sind auch als Soft-Schlauch (weicherer Material) erhältlich.

Unsere Schlauchverbindingstücke gewährleisten eine sichere Konnektion bzw. Diskonnektion des Absaugschlauches und sind für den Anschluss an die Sammelbehälter aller Vakuumsystem geeignet. Sie können mit beliebigen Endstücken wie Absaugkatheter, Drains, Küretten und Saugkanülen und Absaugtüllen verbunden werden.

## Bestellhinweise

Auf den nachfolgenden Seiten geben wir Ihnen einen Überblick zu unseren Standard Sortiment. Darüber hinaus stellen wir auf Anfrage auch kundenspezifische Absaugschläuche her. Zögern Sie nicht mit uns Kontakt aufzunehmen.

### Beispiel Artikelzusammenstellung:

Art.-Nr.:	AS-XXX-CH TFS
AS:	Absaugschlauch
XXX:	Länge des Schlauches in cm
CH:	Charrière Größe des Schlauches
TF:	Schlauchverbindingstücke, z.B. Universaltrichter (T) und Fingertip (F)
S:	Steril (ohne S = unsteril)

## Inhalt

Schlauchansätze / Varianten	Seite
Universaltrichter	4
Stufentrichter	4
Knickschutztrichter	4
Kathetertrichter	4
Gerader Ansatz	5
Fingertip	5
Stufenkonnektor / Konus	5
Schlauchkonnektor	5
Absaugschläuche	
Absaugschläuche mit Universaltrichter und Fingertip	6
Absaugschläuche mit Universaltrichter	6
Absaugschläuche mit Fingertip	6
Absaugschläuche ohne Ansätze	7
Absaugschläuche mit zwei Universaltrichtern	7
Absaugschläuche mit Universaltrichter und loseem Fingertip	7
Absaugschläuche mit zwei geraden Ansätzen	8
Absaugschläuche mit Knickschutztrichter und Kathetertrichter	8
Absaugschläuche mit zwei Knickschutztrichtern	8
Absaugschläuche mit Kathetertrichter und Fingertip	9
Absaugschläuche mit zwei Kathetertrichtern	9
Absaugschläuche mit Knickschutztrichter Fingertip	9
Absaugschläuche mit Stufentrichter und Fingertip	10
Absaugschläuche mit Stufentrichter und geradem Ansatz	10
Absaugschläuche mit zwei Stufentrichtern	10
Absaugschläuche mit Stufentrichter und Universaltrichter	11
Absaugschläuche mit Stufentrichter	11
Absaugschläuche mit Stufentrichter und Knickschutztrichter	11
Absaugschläuche mit Stufentrichter und Konus	12
Blasenschläuche	
Blasenschläuche	12
Fingertip	
Fingertip	12
Schlauchverbinder	
Schlauchverbinder steril	13
Schlauchverbinder unsteril	14
Bestellinformation	
Bestellformular	15

# SCHLAUCHANSÄTZE / VARIANTEN



## UNIVERSALTRICHTER (T)

Variabel einsetzbares Schlauchverbindungsstück für Sammelbehälter mit kleinen Anschlüssen, erhältlich für Absaugschläuche in den Grössen Charrière 25 und 30.



## STUFENTRICHTER (Tg)

Variabel einsetzbares Schlauchverbindungsstück für Sammelbehälter mit kleinen und grossen Anschlüssen, erhältlich für Absaugschläuche in den Grössen Charrière 25 und 30. Der Stufentrichter ist biegsam und bietet damit zusätzlichen Knickschutz.



## KNICKSCHUTZTRICHTER (Tk)

Variabel einsetzbares Schlauchverbindungsstück für Sammelbehälter mit kleinen und grossen Anschlüssen, erhältlich für Absaugschläuche in den Grössen Charrière 25 und 30. Der Knickschutztrichter ist biegsam und bietet damit zusätzlichen Knickschutz.




## KATHETERTRICHTER (Tb)

Variabel einsetzbares Schlauchverbindungsstück für Sammelbehälter mit kleinen und grossen Anschlüssen, erhältlich für Absaugschläuche in den Grössen Charrière 25 und 30.



# SCHLAUCHANSÄTZE / VARIANTEN



## GERADER ANSATZ (L)

Variabel einsetzbares Schlauchverbindungsstück für Sammelbehälter mit kleinen und grossen Anschlüssen, erhältlich für Absaugschläuche in den Grössen Charrière 25 und 30.



## FINGERTIP (F)

Schlauchverbindungsstück zwischen Absaugschlauch und Endstück, das zur Regulierung des eingestellten Vakuums mit dem Daumen dient.



## STUFENKONNEKTOR / KONUS (K)

Schlauchverbindungsstück für Anschluss eines weiteren Absaugschlauch, erhältlich für Absaugschläuche in den Grössen Charrière 25 und 30.



## SCHLAUCHKONNEKTOR (R)

Schlauchverbindungsstück für Anschluss eines weiteren Absaugschlauch, erhältlich für Absaugschläuche in den Grössen Charrière 30.  
Auf Anfrage!

# ABSAUGSCHLÄUCHE

## ABSAUGSCHLÄUCHE MIT UNIVERSALTRICHTER (T) UND FINGERTIP (F)



Art.-Nr./Unsteril	Steril	Länge (cm)	CH-Größe	VPE
AS - 150 - 25 TF	S	150	25	100
AS - 180 - 25 TF	S	180	25	100
AS - 200 - 25 TF	S	200	25	100
AS - 210 - 25 TF	S	210	25	100
AS - 240 - 25 TF	S	240	25	75
AS - 300 - 25 TF	S	300	25	60
AS - 350 - 25 TF	S	350	25	50
AS - 400 - 25 TF	S	400	25	50
AS - 150 - 30 TF	S	150	30	50
AS - 180 - 30 TF	S	180	30	50
AS - 200 - 30 TF	S	200	30	50
AS - 210 - 30 TF	S	210	30	50
AS - 240 - 30 TF	S	240	30	50
AS - 300 - 30 TF	S	300	30	50
AS - 350 - 30 TF	S	350	30	40
AS - 400 - 30 TF	S	400	30	40

## ABSAUGSCHLÄUCHE MIT UNIVERSALTRICHTER (T)



Art.-Nr./Unsteril	Steril	Länge (cm)	CH-Größe	VPE
AS - 150 - 25 T	S	150	25	100
AS - 180 - 25 T	S	180	25	100
AS - 200 - 25 T	S	200	25	100
AS - 210 - 25 T	S	210	25	100
AS - 240 - 25 T	S	240	25	75
AS - 300 - 25 T	S	300	25	60
AS - 350 - 25 T	S	350	25	50
AS - 400 - 25 T	S	400	25	50
AS - 150 - 30 T	S	150	30	50
AS - 180 - 30 T	S	180	30	50
AS - 200 - 30 T	S	200	30	50
AS - 210 - 30 T	S	210	30	50
AS - 240 - 30 T	S	240	30	50
AS - 300 - 30 T	S	300	30	50
AS - 350 - 30 T	S	350	30	40
AS - 400 - 30 T	S	400	30	40

## ABSAUGSCHLÄUCHE MIT FINGERTIP (F)



Art.-Nr./Unsteril	Steril	Länge (cm)	CH-Größe	VPE
AS - 150 - 25 F	S	150	25	100
AS - 180 - 25 F	S	180	25	100
AS - 200 - 25 F	S	200	25	100
AS - 210 - 25 F	S	210	25	100
AS - 240 - 25 F	S	240	25	75
AS - 300 - 25 F	S	300	25	60
AS - 350 - 25 F	S	350	25	50
AS - 400 - 25 F	S	400	25	50
AS - 150 - 30 F	S	150	30	50
AS - 180 - 30 F	S	180	30	50
AS - 200 - 30 F	S	200	30	50
AS - 210 - 30 F	S	210	30	50
AS - 240 - 30 F	S	240	30	50
AS - 300 - 30 F	S	300	30	50
AS - 350 - 30 F	S	350	30	40
AS - 400 - 30 F	S	400	30	40

# ABSAUGSCHLÄUCHE

## ABSAUGSCHLÄUCHE OHNE ANSÄTZE



Art.-Nr./Unsteril	Steril	Länge (cm)	CH-Größe	VPE
AS - 150 - 25	S	150	25	100
AS - 180 - 25	S	180	25	100
AS - 200 - 25	S	200	25	100
AS - 210 - 25	S	210	25	100
AS - 240 - 25	S	240	25	75
AS - 300 - 25	S	300	25	60
AS - 350 - 25	S	350	25	50
AS - 400 - 25	S	400	25	50
AS - 150 - 30	S	150	30	75
AS - 180 - 30	S	180	30	75
AS - 200 - 30	S	200	30	50
AS - 210 - 30	S	210	30	50
AS - 240 - 30	S	240	30	50
AS - 300 - 30	S	300	30	50
AS - 350 - 30	S	350	30	40
AS - 400 - 30	S	400	30	40

## ABSAUGSCHLÄUCHE MIT ZWEI UNIVERSALTRICHTERN (TT)



Art.-Nr./Unsteril	Steril	Länge (cm)	CH-Größe	VPE
AS - 150 - 25 TT	S	150	25	100
AS - 180 - 25 TT	S	180	25	100
AS - 200 - 25 TT	S	200	25	100
AS - 210 - 25 TT	S	210	25	100
AS - 240 - 25 TT	S	240	25	75
AS - 300 - 25 TT	S	300	25	60
AS - 350 - 25 TT	S	350	25	50
AS - 400 - 25 TT	S	400	25	50
AS - 150 - 30 TT	S	150	30	50
AS - 180 - 30 TT	S	180	30	50
AS - 200 - 30 TT	S	200	30	50
AS - 210 - 30 TT	S	210	30	50
AS - 240 - 30 TT	S	240	30	50
AS - 300 - 30 TT	S	300	30	50
AS - 350 - 30 TT	S	350	30	40
AS - 400 - 30 TT	S	400	30	40

## ABSAUGSCHLÄUCHE MIT UNIVERSALTRICHTER (T) UND LOSEM FINGERTIP (FL)



Art.-Nr./Unsteril	Steril	Länge (cm)	CH-Größe	VPE
AS - 150 - 25 TFL	S	150	25	100
AS - 180 - 25 TFL	S	180	25	100
AS - 200 - 25 TFL	S	200	25	100
AS - 210 - 25 TFL	S	210	25	100
AS - 240 - 25 TFL	S	240	25	75
AS - 300 - 25 TFL	S	300	25	60
AS - 350 - 25 TFL	S	350	25	50
AS - 400 - 25 TFL	S	400	25	50
AS - 150 - 30 TFL	S	150	30	50
AS - 180 - 30 TFL	S	180	30	50
AS - 200 - 30 TFL	S	200	30	50
AS - 210 - 30 TFL	S	210	30	50
AS - 240 - 30 TFL	S	240	30	50
AS - 300 - 30 TFL	S	300	30	50
AS - 350 - 30 TFL	S	350	30	40
AS - 400 - 30 TFL	S	400	30	40

# ABSAUGSCHLÄUCHE

## ABSAUGSCHLÄUCHE MIT ZWEI GERADEN ANSÄTZEN (LL)



Art.-Nr./Unsteril	Steril	Länge (cm)	CH-Größe	VPE
AS - 150 - 25 LL	S	150	25	100
AS - 180 - 25 LL	S	180	25	100
AS - 200 - 25 LL	S	200	25	100
AS - 210 - 25 LL	S	210	25	100
AS - 240 - 25 LL	S	240	25	75
AS - 300 - 25 LL	S	300	25	60
AS - 350 - 25 LL	S	350	25	50
AS - 400 - 25 LL	S	400	25	50
AS - 150 - 30 LL	S	150	30	50
AS - 180 - 30 LL	S	180	30	50
AS - 200 - 30 LL	S	200	30	50
AS - 210 - 30 LL	S	210	30	50
AS - 240 - 30 LL	S	240	30	50
AS - 300 - 30 LL	S	300	30	50
AS - 350 - 30 LL	S	350	30	40
AS - 400 - 30 LL	S	400	30	40

## ABSAUGSCHLÄUCHE MIT KNICKSCHUTZTRICHTER (Tk) UND KATHETERTRICHTER (Tb)



Art.-Nr./Unsteril	Steril	Länge (cm)	CH-Größe	VPE
AS - 150 - 25 TkTb	S	150	25	100
AS - 180 - 25 TkTb	S	180	25	100
AS - 200 - 25 TkTb	S	200	25	100
AS - 210 - 25 TkTb	S	210	25	100
AS - 240 - 25 TkTb	S	240	25	75
AS - 300 - 25 TkTb	S	300	25	60
AS - 350 - 25 TkTb	S	350	25	50
AS - 400 - 25 TkTb	S	400	25	50
AS - 150 - 30 TkTb	S	150	30	50
AS - 180 - 30 TkTb	S	180	30	50
AS - 200 - 30 TkTb	S	200	30	50
AS - 210 - 30 TkTb	S	210	30	50
AS - 240 - 30 TkTb	S	240	30	50
AS - 300 - 30 TkTb	S	300	30	50
AS - 350 - 30 TkTb	S	350	30	40
AS - 400 - 30 TkTb	S	400	30	40

## ABSAUGSCHLÄUCHE MIT ZWEI KNICKSCHUTZTRICHTERN (TkTk)



Art.-Nr./Unsteril	Steril	Länge (cm)	CH-Größe	VPE
AS - 150 - 25 TkTk	S	150	25	100
AS - 180 - 25 TkTk	S	180	25	100
AS - 200 - 25 TkTk	S	200	25	100
AS - 210 - 25 TkTk	S	210	25	100
AS - 240 - 25 TkTk	S	240	25	75
AS - 300 - 25 TkTk	S	300	25	60
AS - 350 - 25 TkTk	S	350	25	50
AS - 400 - 25 TkTk	S	400	25	50
AS - 150 - 30 TkTk	S	150	30	50
AS - 180 - 30 TkTk	S	180	30	50
AS - 200 - 30 TkTk	S	200	30	50
AS - 210 - 30 TkTk	S	210	30	50
AS - 240 - 30 TkTk	S	240	30	50
AS - 300 - 30 TkTk	S	300	30	50
AS - 350 - 30 TkTk	S	350	30	40
AS - 400 - 30 TkTk	S	400	30	40



# ABSAUGSCHLÄUCHE

## ABSAUGSCHLÄUCHE MIT KATHETERTRICHTER (Tb) UND FINGERTIP (F)



Art.-Nr./Unsteril	Steril	Länge (cm)	CH-Größe	VPE
AS - 150 - 25 TbF	S	150	25	100
AS - 180 - 25 TbF	S	180	25	100
AS - 200 - 25 TbF	S	200	25	100
AS - 210 - 25 TbF	S	210	25	100
AS - 240 - 25 TbF	S	240	25	75
AS - 300 - 25 TbF	S	300	25	60
AS - 350 - 25 TbF	S	350	25	50
AS - 400 - 25 TbF	S	400	25	50
AS - 150 - 30 TbF	S	150	30	50
AS - 180 - 30 TbF	S	180	30	50
AS - 200 - 30 TbF	S	200	30	50
AS - 210 - 30 TbF	S	210	30	50
AS - 240 - 30 TbF	S	240	30	50
AS - 300 - 30 TbF	S	300	30	50
AS - 350 - 30 TbF	S	350	30	40
AS - 400 - 30 TbF	S	400	30	40

## ABSAUGSCHLÄUCHE MIT ZWEI KATHETERTRICHTERN (TbTb)



Art.-Nr./Unsteril	Steril	Länge (cm)	CH-Größe	VPE
AS - 150 - 25 TbTb	S	150	25	100
AS - 180 - 25 TbTb	S	180	25	100
AS - 200 - 25 TbTb	S	200	25	100
AS - 210 - 25 TbTb	S	210	25	100
AS - 240 - 25 TbTb	S	240	25	75
AS - 300 - 25 TbTb	S	300	25	60
AS - 350 - 25 TbTb	S	350	25	50
AS - 400 - 25 TbTb	S	400	25	50
AS - 150 - 30 TbTb	S	150	30	50
AS - 180 - 30 TbTb	S	180	30	50
AS - 200 - 30 TbTb	S	200	30	50
AS - 210 - 30 TbTb	S	210	30	50
AS - 240 - 30 TbTb	S	240	30	50
AS - 300 - 30 TbTb	S	300	30	50
AS - 350 - 30 TbTb	S	350	30	40
AS - 400 - 30 TbTb	S	400	30	40

## ABSAUGSCHLÄUCHE MIT KNICKSCHUTZTRICHTER (Tk) FINGERTIP (F)



Art.-Nr./Unsteril	Steril	Länge (cm)	CH-Größe	VPE
AS - 150 - 25 TkF	S	150	25	100
AS - 180 - 25 TkF	S	180	25	100
AS - 200 - 25 TkF	S	200	25	100
AS - 210 - 25 TkF	S	210	25	100
AS - 240 - 25 TkF	S	240	25	75
AS - 300 - 25 TkF	S	300	25	60
AS - 350 - 25 TkF	S	350	25	50
AS - 400 - 25 TkF	S	400	25	50
AS - 150 - 30 TkF	S	150	30	50
AS - 180 - 30 TkF	S	180	30	50
AS - 200 - 30 TkF	S	200	30	50
AS - 210 - 30 TkF	S	210	30	50
AS - 240 - 30 TkF	S	240	30	50
AS - 300 - 30 TkF	S	300	30	50
AS - 350 - 30 TkF	S	350	30	40
AS - 400 - 30 TkF	S	400	30	40

# ABSAUGSCHLÄUCHE

## ABSAUGSCHLÄUCHE MIT STUFENTRICHTER (Tg) UND FINGERTIP (F)



Art.-Nr./Unsteril	Steril	Länge (cm)	CH-Größe	VPE
AS - 150 - 25 TgF	S	150	25	100
AS - 180 - 25 TgF	S	180	25	100
AS - 200 - 25 TgF	S	200	25	100
AS - 210 - 25 TgF	S	210	25	100
AS - 240 - 25 TgF	S	240	25	75
AS - 300 - 25 TgF	S	300	25	60
AS - 350 - 25 TgF	S	350	25	50
AS - 400 - 25 TgF	S	400	25	50
AS - 150 - 30 TgF	S	150	30	50
AS - 180 - 30 TgF	S	180	30	50
AS - 200 - 30 TgF	S	200	30	50
AS - 210 - 30 TgF	S	210	30	50
AS - 240 - 30 TgF	S	240	30	50
AS - 300 - 30 TgF	S	300	30	50
AS - 350 - 30 TgF	S	350	30	40
AS - 400 - 30 TgF	S	400	30	40

## ABSAUGSCHLÄUCHE MIT STUFENTRICHTER (Tg) UND GERADEM ANSATZ (L)



Art.-Nr./Unsteril	Steril	Länge (cm)	CH-Größe	VPE
AS - 150 - 25 TgL	S	150	25	100
AS - 180 - 25 TgL	S	180	25	100
AS - 200 - 25 TgL	S	200	25	100
AS - 210 - 25 TgL	S	210	25	100
AS - 240 - 25 TgL	S	240	25	75
AS - 300 - 25 TgL	S	300	25	60
AS - 350 - 25 TgL	S	350	25	50
AS - 400 - 25 TgL	S	400	25	50
AS - 150 - 30 TgL	S	150	30	50
AS - 180 - 30 TgL	S	180	30	50
AS - 200 - 30 TgL	S	200	30	50
AS - 210 - 30 TgL	S	210	30	50
AS - 240 - 30 TgL	S	240	30	50
AS - 300 - 30 TgL	S	300	30	50
AS - 350 - 30 TgL	S	350	30	40
AS - 400 - 30 TgL	S	400	30	40

## ABSAUGSCHLÄUCHE MIT ZWEI STUFENTRICHTERN (TgTg)



Art.-Nr./Unsteril	Steril	Länge (cm)	CH-Größe	VPE
AS - 150 - 25 TgTg	S	150	25	100
AS - 180 - 25 TgTg	S	180	25	100
AS - 200 - 25 TgTg	S	200	25	100
AS - 210 - 25 TgTg	S	210	25	100
AS - 240 - 25 TgTg	S	240	25	75
AS - 300 - 25 TgTg	S	300	25	60
AS - 350 - 25 TgTg	S	350	25	50
AS - 400 - 25 TgTg	S	400	25	50
AS - 150 - 30 TgTg	S	150	30	50
AS - 180 - 30 TgTg	S	180	30	50
AS - 200 - 30 TgTg	S	200	30	50
AS - 210 - 30 TgTg	S	210	30	50
AS - 240 - 30 TgTg	S	240	30	50
AS - 300 - 30 TgTg	S	300	30	50
AS - 350 - 30 TgTg	S	350	30	40
AS - 400 - 30 TgTg	S	400	30	40

# ABSAUGSCHLÄUCHE

## ABSAUGSCHLÄUCHE MIT STUFENTRICHTER (Tg) UND UNIVERSALTRICHTER (T)



Art.-Nr./Unsteril	Steril	Länge (cm)	CH-Größe	VPE
AS - 150 - 25 TgT	S	150	25	100
AS - 180 - 25 TgT	S	180	25	100
AS - 200 - 25 TgT	S	200	25	100
AS - 210 - 25 TgT	S	210	25	100
AS - 240 - 25 TgT	S	240	25	75
AS - 300 - 25 TgT	S	300	25	60
AS - 350 - 25 TgT	S	350	25	50
AS - 400 - 25 TgT	S	400	25	50
AS - 150 - 30 TgT	S	150	30	50
AS - 180 - 30 TgT	S	180	30	50
AS - 200 - 30 TgT	S	200	30	50
AS - 210 - 30 TgT	S	210	30	50
AS - 240 - 30 TgT	S	240	30	50
AS - 300 - 30 TgT	S	300	30	50
AS - 350 - 30 TgT	S	350	30	40
AS - 400 - 30 TgT	S	400	30	40

## ABSAUGSCHLÄUCHE MIT STUFENTRICHTER (Tg)



Art.-Nr./Unsteril	Steril	Länge (cm)	CH-Größe	VPE
AS - 150 - 25 Tg	S	150	25	100
AS - 180 - 25 Tg	S	180	25	100
AS - 200 - 25 Tg	S	200	25	100
AS - 210 - 25 Tg	S	210	25	100
AS - 240 - 25 Tg	S	240	25	75
AS - 300 - 25 Tg	S	300	25	60
AS - 350 - 25 Tg	S	350	25	50
AS - 400 - 25 Tg	S	400	25	50
AS - 150 - 30 Tg	S	150	30	50
AS - 180 - 30 Tg	S	180	30	50
AS - 200 - 30 Tg	S	200	30	50
AS - 210 - 30 Tg	S	210	30	50
AS - 240 - 30 Tg	S	240	30	50
AS - 300 - 30 Tg	S	300	30	50
AS - 350 - 30 Tg	S	350	30	40
AS - 400 - 30 Tg	S	400	30	40

## ABSAUGSCHLÄUCHE MIT STUFENTRICHTER (Tg) UND KNICKSCHUTZTRICHTER (Tk)



Art.-Nr./Unsteril	Steril	Länge (cm)	CH-Größe	VPE
AS - 150 - 25 TgTk	S	150	25	100
AS - 180 - 25 TgTk	S	180	25	100
AS - 200 - 25 TgTk	S	200	25	100
AS - 210 - 25 TgTk	S	210	25	100
AS - 240 - 25 TgTk	S	240	25	75
AS - 300 - 25 TgTk	S	300	25	60
AS - 350 - 25 TgTk	S	350	25	50
AS - 400 - 25 TgTk	S	400	25	50
AS - 150 - 30 TgTk	S	150	30	50
AS - 180 - 30 TgTk	S	180	30	50
AS - 200 - 30 TgTk	S	200	30	50
AS - 210 - 30 TgTk	S	210	30	50
AS - 240 - 30 TgTk	S	240	30	50
AS - 300 - 30 TgTk	S	300	30	50
AS - 350 - 30 TgTk	S	350	30	40
AS - 400 - 30 TgTk	S	400	30	40


# ABSAUGSCHLÄUCHE

## ABSAUGSCHLÄUCHE MIT STUFENTRICHTER (Tg) UND KONUS (K)



Art.-Nr./Unsteril	Steril	Länge (cm)	CH-Größe	VPE
AS - 150 - 25 TgK	S	150	25	100
AS - 180 - 25 TgK	S	180	25	100
AS - 200 - 25 TgK	S	200	25	100
AS - 210 - 25 TgK	S	210	25	100
AS - 240 - 25 TgK	S	240	25	75
AS - 300 - 25 TgK	S	300	25	60
AS - 350 - 25 TgK	S	350	25	50
AS - 400 - 25 TgK	S	400	25	50
AS - 150 - 30 TgK	S	150	30	50
AS - 180 - 30 TgK	S	180	30	50
AS - 200 - 30 TgK	S	200	30	50
AS - 210 - 30 TgK	S	210	30	50
AS - 240 - 30 TgK	S	240	30	50
AS - 300 - 30 TgK	S	300	30	50
AS - 350 - 30 TgK	S	350	30	40
AS - 400 - 30 TgK	S	400	30	40

# BLASENSCHLÄUCHE



Art.-Nr./Unsteril	Länge (m)	I.D.	VPE
BS 3 - 50000	50	3	1
BS 5 - 50000	50	5	1
BS 7 - 50000	50	7	1

# FINGERTIP (F)



Art.-Nr.	Steril	VPE
700/00201	x	100



# SCHLAUCHVERBINDER STERIL

Erhältlich in verschiedenen Durchmessern für einen Anschluss eines weiteren Absaugschlauches. Die Größenangabe bezieht sich auf den Außendurchmesser an der kleinsten Stelle des Verbinders. Dabei können die beiden Seiten des Konnektors unterschiedliche Durchmesser aufweisen.



## SCHLAUCHVERBINDER

REF 855/13107

Material: PA, weiß

Größe: 10/13

VPE: 250 Stk.



## SCHLAUCHVERBINDER

REF 855/40470

Material: PA, weiß

Größe: 4/4

VPE: 250 Stk.



## SCHLAUCHVERBINDER

REF 855/40770

Material: PA, weiß

Größe: 4/7

VPE: 250 Stk.



## SCHLAUCHVERBINDER

REF 855/70770

Material: PA, weiß

Größe: 7/7

VPE: 250 Stk.



## SCHLAUCHVERBINDER

REF 855/71070

Material: PA, weiß

Größe: 7/10

VPE: 250 Stk.

# SCHLAUCHVERBINDER UNSTERIL



## SCHLAUCHVERBINDER

REF 1010/13106

Material: PA, weiß

Größe: 10/13

VPE: 100 Stk.



## SCHLAUCHVERBINDER

REF 1010/40460

Material: PA, weiß

Größe: 4/4

VPE: 100 Stk.



## SCHLAUCHVERBINDER

REF 1010/40770

Material: PA, weiß

Größe: 4/7

VPE: 100 Stk.



## SCHLAUCHVERBINDER

REF 1010/70760

Material: PA, weiß

Größe: 7/7

VPE: 100 Stk.



## SCHLAUCHVERBINDER


REF 1010/71060

Material: PA, weiß

Größe: 7/10

VPE: 100 Stk.





SEM-Plastomed GmbH  
 Medizin- und Kunststofftechnik  
 Schulstr. 6  
 D-57612 Obererbach  
 Telefon: +49 (0) 2681 - 95 07 80  
 Telefax: +49 (0) 2681 - 95 07 818  
 info@plastomed.de  
 www.plastomed.de

